

## 座位姿勢計測ソフトウェア rysis の、ユーザーズガイドの補足

バージョン 2. 2 で新しく追加、削除された機能はユーザーズガイドに記載されていませんので、ここで紹介します。

### バージョン 2. 2 で新しく追加、削除された機能について

#### ●ズーム機能

ランドマークをクリックする際 (『ユーザーズガイド』の「3. rysis で解析する」の「6 操作ガイドに従い、ランドマークをクリックする」: p13 に記載されています。)、より正確にクリックできるように、画像を拡大できる機能を追加しました。操作方法は以下の通りです。

- 1 「ツール」→「ズーム」→「5倍ズーム」を選択する。

5マス×5マスの黒い格子が表示されます。



- 2 拡大したいマスの上で、マウスを右クリックする。

- 5倍に拡大されます。
- ランドマークをクリックした後、再びマウスを右クリックすると元に戻ります。



●計測結果の「小数点以下第一位」までの表示機能

計測結果を「小数点以下第一位」まで表示できる機能を追加しました。操作方法は以下の通りです。

「設定」→「計算結果」→「小数点以下第一位まで表示」を選択する。

「結果」が小数点以下第一位まで表示されます。

\*なお「ファイル」→「計算結果を保存」で保存された計算結果は、必ず小数点以下第一位まで表示されます。



●「画像を保存」機能の削除

バージョン 2. 2 より前の rysis にあった「画像を保存」機能を、バージョン 2. 2 では削除しました。なお以下の操作により同様に画像を保存することができます。

- 1 キーボードの「Alt」キーと「Print Screen」キーを同時に押す。
- 2 ウィンドウズの「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ペイント」を選択する。  
「ペイント」が起動します。
- 3 ペイントの「編集」→「貼り付け」を選択する。  
画像が貼り付けられます。
- 4 ペイントの「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択する。  
画像が保存されます。